



## Калибровка

### Подготовка

Для точной калибровки используйте по два сосуда для каждого калибровочного раствора. Первый - для споласкивания датчика, а второй - для калибровки. В этом случае загрязнение раствора минимально. Для снижения влияния электромагнитных полей лучше пользоваться пластиковой посудой. Калибровку рекомендуется производить при температуре 25°C.

### Процедура калибровки

погрузите датчик в калибровочный раствор (HI 7033, 84 µS/cm);  
дайте показаниям стабилизироваться;  
с помощью калибровочного винта на правой стороне прибора и отвертки подведите показания прибора до значения, указанного на бутылочке с калибровочным раствором или измеренным образцовым кондуктометром в этом же растворе.

### Гарантийные обязательства.

предоставляет гарантию 1 год с момента продажи при отсутствии повреждения корпуса прибора и упаковки и выполнении условий Инструкции по эксплуатации и хранению.

При повреждениях, вызванных несчастными случаями или несоблюдением инструкции по эксплуатации и хранению бесплатный ремонт или замена прибора не производится.

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажи " \_\_\_\_ " 20 \_\_\_\_ г.

**HANNA**  
instruments

### Анализатор жидкости кондуктометрический **HI 98308**

(кондуктометр для чистой воды PWT)

### Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Паспорт

LAB-OBORUDOVANIE.RU

## Введение

Техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для изучения, эксплуатации и обеспечения правильного использования пользователем карманных кондуктометров HI 98308 (PWT) производства «HANNA Instruments» (занесен в Госреестр № 61341-15).

## Назначение и область применения

Карманные кондуктометры серии PWT (pure water tester) предназначены для проведения экспрессных измерений проводимости растворов и анализа содержания солей в чистой воде (до 100 мкСм/см) с автоматической температурной компенсацией (ATC), как в лабораторных, так и полевых условиях.

## Паспорт. Основные технические характеристики

Единицы измерения	мкСм/см
Диапазон	0,1 – 99,9 мкСм/см
Разрешение	0,1 мкСм/см
Точность (при 20°C)	±2% приведенная
Отклонение в сильном ЭМП	до 2 мкСм/см
Калибровка	одноточечная ручная
Термокомпенсация	автоматическая от 0 до 40°C ( $\beta=2\%/{^\circ}\text{C}$ )
Питание	4 батареи на 1,4В (150 часов работы)
Условия	от 0 до 50 °, от. вл. не более 95%
Размеры	175 x 41 x 23
Вес	95 г

Кондуктометры серии PWT отличаются простотой в эксплуатации в сочетании с высокой точностью и воспроизводимостью показаний. Прибор выполнен в прочном и пыле и влагозащитном корпусе, снабжен ЖК-дисплеем и может работать от одного комплекта батарей до 150 часов.

Проводимость любого раствора зависит от температуры, поэтому если измерения проводятся не при 25°C, необходимо выполнить температурную компенсацию. Кондуктометры PWT автоматически компенсируют температурные изменения благодаря наличиюстроенного термосенсора. В зависимости от типа исследуемого раствора температурный коэффициент может варьироваться в диапазоне от 0 до 3% и более на градус Цельсия. В приборах PWT температурный коэффициент принят равным 2% на градус Цельсия.

## Порядок работы

### Предварительный осмотр

Выньте прибор из упаковочного материала и осмотрите его, чтобы убедиться, что во время транспортировки не произошло никаких повреждений. Если обнаружится какое-либо повреждение, сообщите об этом.

**Внимание:** Сохраните весь упаковочный материал до тех пор, пока Вы не убедитесь, что прибор нормально работает. Все неисправные компоненты следует возвратить в оригинальной упаковке вместе с прилагаемыми аксессуарами.

### Подсоединение питания

Снимите крышку на обратной стороне прибора, сдвинув ее в сторону. Под ней находится батарейный отсек. Вставьте 4 элемента питания типа на 1,4-1,5В (375A) соблюдая полярность. Поместите крышку на место и закройте отсек.

### Проведение измерений

Убедитесь в том, что прибор был ранее откалиброван.

Включите PWT переключателем, расположенным на верхнем торце прибора.

Снимите защитный колпачок

Для точных измерений используйте два сосуда с исследуемым раствором: для сполоски датчика и непосредственно для измерения.

Сполосните датчик в первом сосуде, а затем погрузите его в исследуемый раствор на глубину большую, чем указанный уровень минимальный уровень и осторожно перемешайте, постукивая кончиком датчика о дно сосуда для удаления пузырьков воздуха. **ВНИМАНИЕ!** Ни при каких условиях не погружайте прибор выше обозначенного уровня MAX LEVEL!

Подождите некоторое время, пока не установится равновесие

Значение проводимости появится на экране.

Если наблюдается значительный дрейф показаний, воспользуйтесь магнитной мешалкой.

В некоторых случаях причиной неправильных или неустойчивых показаний может быть загрязнение датчика. В этом случае следует тщательно промыть датчик в слабом растворе детергента и сполоснуть в дезинфицированной воде. Если это не поможет, то необходимо произвести замену датчика, обратившись в сервисный центр.