



**ВИБРОПЛОЩАДКА ЛАБОРАТОРНАЯ
ВПЛ-2900**

**Паспорт
СДТ 595.00.00.000 ПС**

LAB-OBORUSTOVANIE.RU

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. и дата

1 Основные технические данные

1.1.2 Частота вертикальных колебаний столешницы виброплощадки, мин ⁻¹	2900±100
---	----------

1.1.3 Диапазон регулируемой амплитуды вертикальных колебаний
площадки виброплощадки *, мм от 0,3 до 1,0

1.1.4 Отклонение амплитуд колебаний краев столешницы виброплощадки относительно ее середины %, не более	±20
---	-----

1.1.5 Амплитуда горизонтальных колебаний столешницы
виброплощадки, мм, не более 0,1

1.1.6 Потребляемая мощность, ВА, не более	600
---	-----

1.1.7 Питание осуществляется от трехфазной сети переменного тока напряжением 400 В, частотой 50 Гц.

1.1.8 Класс защиты от поражения электрическим током 1

1.1.9 Габаритные размеры должны быть, мм, не более виброплощадки

длина 580

ширина 400

ВЫСОТА	980 (620**)
--------	-------------

пульта управления

длина 210

ширина 140

ВЫСОТА	270
--------	-----

1.1.10 Масса без упаковки, кг, не более	90
---	----

Примечания

1 * Величина амплитуды зависит от массы закрепленного на столешнице груза и установленного статического момента дебалансов вибратора. При выпуске из производства настроенная амплитуда колебаний без груза составляет $0,7 \pm 0,05$ мм.

2 ** До плоскости столешницы.

Подп. и дата		ширина	140							
		высота	270							
Подп. и дата		1.1.10 Масса без упаковки, кг, не более	90							
Инв. № дубл.		Примечания								
		1 * Величина амплитуды зависит от массы закрепленного на столешнице груза и установленного статического момента дебалансов вибратора. При выпуске из производства настроенная амплитуда колебаний без груза составляет 0,7±0,05 мм.								
Взам. инв. №		2 ** До плоскости столешницы.								
Подп. и дата										
Инв. № подл.				СДТ 595.00.00.000 ПС	Лит.	Лист	Листов			
		Изм.	Лист		№ докум.	Подпись	Дата		2	6
		Разраб.	Никаноров							
		Пров.	Колотов							
		Реценз.								
		Н. Контр.	Карпов							
		Утв..								

2 Комплектность

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Колич.	Примеч.
СДТ 595.00.00.000	Виброплощадка лабораторная ВПЛ-2900	1	
СДТ 595.04.00.000	Пульт управления	1	*
СДТ 595.00.00.000 ПС	Паспорт	1	
СДТ 595.00.00.000 РЭ	Руководство по эксплуатации	1	
	Вибратор электромеханический общего назначения с направленными колебаниями ИВ-101Б. Руководство по эксплуатации	1	
	Реле времени РВО-П2У Паспорт	1	

3 Гарантии изготовителя

3.1 Изготовитель гарантирует соответствие виброплощадки требованиям настоящих технических условий при соблюдении Потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и технического обслуживания, изложенных в руководстве по эксплуатации СДТ 595.00.00.000 РЭ.

3.2 Гарантийный срок эксплуатации виброплощадки составляет 12 месяцев с даты продажи изделия, подтвержденной соответствующей отметкой в разделе Паспорта.

3.3 Виброплощадка, у которой в течение гарантийного срока обнаруживается несоответствие требованиям указанных технических условий, Изготовитель безвозмездно заменяет или проводит гарантийный ремонт по месту изготовления при условии возврата ее Потребителем с полным комплектом поставки и в упаковке Изготовителя. Срок гарантийного ремонта не должен превышать 20 дней без учета сроков транспортирования.

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. и дата						
					СДТ 595.00.00.000 ПС					Лист
										3
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						

4 Консервация

Дата	Наименование работ	Срок действия, годы	Должность, фамилия и подпись
	Консервация производится в соответствии с требованиями ТУ 4271-061-93000278-10		

5 Свидетельство об упаковывании

Виброплощадка лабораторная ВПЛ-2900 № _____ упакована
Заводской номер
согласно требованиям
ТУ 4271-061-93000278-10.

Расшифровка подписи

" " 20 Г.

6 Свидетельство о приемке

Виброплощадка лабораторная ВПЛ-2900 _____ соответствует
Заводской номер
требованиям ТУ 4271-061-93000278-10 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска " " 20 г.

Подпись лиц, ответственных за приемку

Расшифровка подписи

М.П.