

2-2910 Штатив для пипеток (2910)



Паспорт

1. Общие указания

Штатив 2-2910 предназначен для установки и хранения пипеток.
Штатив не подлежит обязательной сертификации.

2. Основные характеристики

2.1. Материал	пластик
2.2. Материал основания	пластик
2.2. Диаметр, мм	220
2.3. Высота, мм	450
2.4. Масса, кг	0.5
2.5. Количество устанавливаемых пипеток, шт.	Ø10мм x32, Ø18мм x12

3. Порядок сборки штатива (рис. 1)

ВНИМАНИЕ! Перед сборкой промойте все элементы в теплой воде с применением обычных моющих средств.



Рисунок 1.

3.1. Положить основание 1 на ровную поверхность.

ВНИМАНИЕ! Для предотвращения поломок и трещин на пластиковых элементах во время транспортировки и эксплуатации, все элементы штатива изготовлены из мягкого пластика. Во время транспортировки основание может немного деформироваться и не плотно прилегать к поверхности стола. Это не является производственным дефектом. Пользователь может руками без приложения больших усилий придать основанию правильную форму.

3.2. Ввернуть в основку пластиковую стойку 2 резьбовым концом.

3.3. Установить на пластиковую стойку первый диск 3

3.4. Установить на пластиковую стойку трубку 4

3.5. Установить на пластиковую стойку диск с отверстиями 5

4. Комплект поставки

Основание пластиковое – 1 шт.

Стойка пластиковая с резьбой – 1 шт.

Диск верхний – 1 шт.

Диск нижний – 1 шт.

Трубка пластиковая – 1 шт.

Паспорт – 1 экз.

5. Сведения об утилизации

Изделие не представляет опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы. Порядок утилизации изделия определяется Потребителем.

6. Сведения о приемке

2-2910 Штатив для пипеток (2910)

соответствует требованиям и признан годным к эксплуатации.

Год выпуска _____

Партия № _____

Штамп ОТК _____

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя

В течение гарантийного срока эксплуатации по рекламации производится замена штатива при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

8. Сведения о рекламации

При появлении неисправностей в период гарантийного срока эксплуатации, претензии направлять по адресу.