



**Набор гирь класса точности M1:
набор (10 мг-50 г) M1,
набор (10 мг-100 г) M1,
набор (10 мг-500 г) M1**

**Паспорт
НГ.00.00 ПС**

1 Основные сведения об изделии

1.1 Набор гирь класса точности M1: набор (10 мг-50 г) M1, набор (10 мг-100 г) M1, набор (10 мг-500 г) M1 (в дальнейшем - набор гирь) предназначен для поверки или калибровки гирь класса точности M2 и для использования с весами среднего класса точности III.

Наборы гирь выпускаются трех видов в соответствии с таблицей 1.

1.2. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 ГОСТ 15150-69.

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от -30 до +50°C,

1.3. Набор гирь соответствует ГОСТ OIML R 111-1-2009.

2 Основные технические данные

2.1 Погрешность массы гирь – в соответствии с ГОСТ OIML R 111-1-2009.

2.2 Материал гирь – алюминий, латунь и нержавеющая сталь.

3 Комплектность

3.1. Комплект поставки в соответствии с таблицей 1

Таблица 1

Номинальное значение массы, гири	Количество гирь в наборе, шт		
	Набор(10мг-50г)M1	Набор(10мг-100г)M1	Набор(10мг-500г)M1
10 мг	1	1	1
20 мг	2	2	2
50 мг	1	1	1
100 мг	1	1	1
200 мг	2	2	2
500 мг	1	1	1
1 г	1	1	1
2 г	2	2	2
5 г	1	1	1
10 г	1	1	1
20 г	2	2	2
50 г	1	1	1
100 г	-	1	1
200 г	-	-	2
500 г	-	-	1
Футляр	1	1	1
Пинцет	1	1	1
Паспорт	1	1	1

4 Срок службы и хранения и гарантии изготовителя

4.1. Срок службы 10 лет.

4.2. Срок хранения 5 лет в упаковке завода-изготовителя в складских помещениях.

Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

4.3. Гарантии изготовителя. При хранении, транспортировании и эксплуатации в соответствии с требованиями стандарта гарантийный срок эксплуатации 1,5 года со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня их выпуска..

В течение гарантийного срока, при обнаружении недостатков, потребитель вправе предъявить продавцу требования, предусмотренные Законом РФ «О защите прав потребителей» при предъявлении паспорта с отметкой магазина о дате продажи.

5 Консервация

Набор гирь подвергнут консервации согласно требованиям стандарта.

Предельный срок защиты без переконсервации 5 лет.

6 Свидетельство об упаковывании

Набор гирь упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковщик 04 ОКТ 2018

7 Свидетельство о приемке

Набор гирь № 0427 изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК



М.П.

Е. Л. Орехова

8 Сведения о поверке

8.1 Поверка – в соответствии с ГОСТ OIMLR 111-1-2009


Периодичность поверки 1 год.

8.2 Набор гирь на основании первичной поверки признан годным.

Дата поверки 04 ОКТ 2018

Поверитель В.С. Соколов

В.С. Соколов



Дата поверки _____

Поверитель _____