

ВИСКОЗИМЕТРИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗАТОР СОМАТИЧЕСКИХ
КЛЕТОК В МОЛОКЕ

Соматос-Мини

№ 066480223

ПАСПОРТ
САП 066.00.00.000 ПС



2017 г.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АНАЛИЗАТОРА И ВЕДЕНИЮ ПАСПОРТА

1. Перед эксплуатацией внимательно изучите "Руководство по эксплуатации".
2. Паспорт должен постоянно находиться с анализатором.
3. При записи в паспорт не допускаются записи карандашом, смываемыми чернилами и подчистки.
4. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет должностное лицо.
5. После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).

ВНИМАНИЕ: При включении анализатора на индикатор выводятся только последние три цифры его заводского номера.

LAB-OBORUDOVANIE.RU

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Вискозиметрический анализатор соматических клеток в молоке «Соматос-Мини»
зав. № 066180223 САП 066.00.00.000
изготовлен "12" 03 20 18 г.

«Соматос-Мини» зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений Российской Федерации под №39563-08. Свидетельство об утверждении типа СИ № 34009 от 24.03.2014 г.

Основные технические данные приведены в "Руководстве по эксплуатации".

КОМПЛЕКТНОСТЬ

№ п/п	Наименование	Кол.
1	Вискозиметрический анализатор соматических клеток в молоке «Соматос-Мини»	1 шт.
2	Пипетка глазная	1 шт.
3	Ванночка	1 шт.
4	Пипетка 5 мл (шприц)	1 шт.
5	Пипетка 10 мл (шприц)	1 шт.
6	Колба с капилляром	1 шт.
7	Приспособление для прочистки капилляра (леска диаметром 1,2 мм)	1 шт.
8	Кабель для подключения к сети ~ 220 В	1 шт.
9	Препарат «Мастоприм» 100 гр.	1 шт.
10	Паспорт	1 шт.
11	Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу анализатора в течение 12 месяцев со дня приобретения, но не более 18 месяцев со дня выпуска его из производства, при условии соблюдения пользователем всех правил эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями и эксплуатационной документацией.

По окончании гарантийного срока дополнительно 12 месяцев бесплатного сервисного обслуживания (бесплатные работы по ТО и ремонту, транспортные расходы и комплектующие оплачиваются потребителем).

Гарантия действительна при правильно заполненном гарантийном талоне в соответствующем разделе настоящего паспорта, наличии записей о продаже и печати продавца и полной комплектности анализатора.

Гарантия не распространяется на анализаторы, неисправность которых вызвана:

- невыполнении пользователем условий эксплуатации и хранения;
- небрежным отношением, плохим уходом, неправильным использованием, транспортными повреждениями;
- механическим повреждением, полученным в результате неправильной эксплуатации (трещины, сколы, царапины и т.п.);
- неквалифицированным ремонтом, в том числе неуполномоченными лицами.

В этих случаях ремонт выполняется за счет потребителя.

При утере паспорта владелец лишается права на гарантийное обслуживание. Дубликат паспорта не выдается.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Вискозиметрический анализатор соматических клеток в молоке «Соматос-Мини» зав. № 066180223 изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

МП

Медв
личная подпись

Шадрина Е.Б.
расшифровка подписи

"15" 03 20 18 г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Вискозиметрический анализатор соматических клеток в молоке «Соматос-Мини» зав. № 066180223 упакован согласно требованиям, предусмотренным действующей технической документацией.

Техник
должность

[Подпись]
личная подпись

Киселева А.С.
расшифровка подписи

"15" 03 20 18 г.

СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКЕ АНАЛИЗАТОРА ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дата	Результат поверки	Личная подпись	Расшифровка подписи

Межповерочный интервал – 1 год.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ

Вискозиметрический анализатор соматических клеток в молоке «Соматос-Мини» зав. № _____ продан _____

наименование продавца

" ____ " _____ 20 ____ г.

МП

подпись продавца

расшифровка подписи

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ АНАЛИЗАТОРА ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дата поступления в ремонт	Дата выдачи с ремонта	Вид ремонта	Наименование ремонтных работ	Подпись

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Гарантийный талон заполняется пользователем независимо от истечения срока гарантии.

На лицевой стороне талона заполняют наименование организации пользователя, адрес по которому необходимо отправлять отремонтированный вискозиметрический анализатор соматических клеток в молоке «Соматос-Мини», контактное лицо и номер телефона, а также кратко записывается характер неисправности, ставится подпись ответственного лица и печать организации – пользователя.

Более подробное описание характера неисправности можно отразить в рекламации на отдельном листе и прислать вместе с гарантийным талоном.

В случае отклонения метрологических характеристик от норм, к паспорту, заполненным талоном, прилагается протокол расхождений показаний анализатора с результатами, полученными стандартными аналитическими методами.

Для исключения спорных вопросов протокол должен быть заверен лабораторией, сертифицированной по данному виду анализов.

После ремонта анализатора предприятие – изготовитель продляет срок гарантии на время нахождения анализатора в ремонте плюс 14 дней на время транспортировки и заполняет следующий гарантийный талон.

В случае если ремонт не гарантийный, гарантия продляется на 6 месяцев с момента отправки вискозиметрического анализатора соматических клеток в молоке «Соматос-Мини» пользователю, при условии оплаты счета за ремонт и действует на проведенные работы и замененные узлы.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН А

Вискозиметрический анализатор соматических клеток в молоке «Соматос-Мини» зав. № 066180223

Гарантийный срок 1 год + 1 год бесплатного сервисного обслуживания

Подпись _____

Пользователь: _____

Адрес отгрузки _____

Контактное лицо _____

Тел. _____ Факс _____

Описание неисправности: _____

Подпись _____

Дата _____ М.П. _____

Гарантийный талон отрывается пользователем

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН Б

Вискозиметрический анализатор соматических клеток в молоке «Соматос-Мини» зав. № _____

Гарантийный срок _____

Подпись _____

Пользователь: _____

Адрес отгрузки _____

Контактное лицо _____

Тел. _____ Факс _____

Описание неисправности: _____

Подпись _____

Дата _____ М.П. _____

Гарантийный талон отрывается пользователем

Внимание! В период срока действия бесплатного сервисного обслуживания: работы по ТО и ремонту - бесплатные, транспортные расходы и комплектующие оплачиваются потребителем.

В случае продления гарантийного срока – гарантия распространяется на проведенные работы и замененные узлы.