

Гиря 200g E2

ГОСТ OIML R 111-1-2009

№ 2-36825555

**П А С П О Р Т**

СП 0.005.001 ПС

LAB-OBORUDOVANIE.RU



Санкт-Петербург

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Гиря 200g E2 ГОСТ OIML R 111-1-2009 предназначена для воспроизведения размера единицы массы с нормированной погрешностью.

1.2 Гиря применяется для поверки (калибровки) весов и гирь в соответствии с нормативными документами по поверке (калибровке), для юстировки электронных весов и других средств измерений, в основу которых заложен принцип измерения веса, для взвешивания веществ и материалов.

## 2 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Номинальное значение, условная масса гири, погрешность и расширенная неопределенность условной массы гири приведены в свидетельстве о поверке.

2.2 Класс точности, погрешность, остаточная намагничённость, магнитная восприимчивость, плотность материала гири соответствуют требованиям ГОСТ OIML R 111-1-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений. Гири классов E<sub>1</sub>, E<sub>2</sub>, F<sub>1</sub>, F<sub>2</sub>, M<sub>1</sub>, M<sub>1-2</sub>, M<sub>2</sub>, M<sub>2-3</sub> и M<sub>3</sub>. Часть 1. Метрологические и технические требования».

## 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплект поставки:

- |                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| 1) гиря в футляре                         | - 1 шт.  |
| 2) паспорт                                | - 1 экз. |
| 3) свидетельство о поверке -              | - 1 шт.  |
| 4) перчатка: - для гирь массой 1, 2, 5 кг | - 1 шт.  |
| - для гирь массой 10 и 20 кг              | - 2 шт.  |

## 4 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

4.1 Указания по эксплуатации и хранению ГОСТ OIML R 111-1-2009.

4.2 Методы и средства поверки по ГОСТ OIML R 111-1-2009.

4.3 Транспортная упаковка гирь должна соответствовать условиям транспортирования Ж (жесткие) по ГОСТ 23170-78, содержать средства амортизации и манипуляционные знаки № 1 и 11 по ГОСТ 14192-96.

**ВНИМАНИЕ:** Особенно тщательной транспортной упаковки требуют гири 10 кг и 20 кг.

## 5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

5.1 Гиря 200g E2 заводской № 2-36825555, соответствует ГОСТ OIML R 111-1-2009 и признана годной к эксплуатации.

Штамп  
менеджера  
по качеству

Дата изготовления: 15 МАР 2019

## 6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПОВЕРКЕ

6.1 Результаты поверки приведены в свидетельстве о поверке:

№ 0557/2019 от 15 МАР 2019  
(номер свидетельства о поверке) (дата выдачи)

## 7 СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА

7.1 Тип гирь от 1 мг до 20 кг классов точности E<sub>1</sub>, E<sub>2</sub>, F<sub>1</sub>, F<sub>2</sub>, M<sub>1</sub> утвержден, зарегистрирован под № 52768-13 и допущен к применению в Российской Федерации.

Свидетельство об утверждении и типа средств измерений № RU.C.28.001.A № 49922/1 от 20.03.2015 года, продлено 26.01.2018 года.

7.2 Тип гирь от 1 мг до 20 кг классов точности E<sub>1</sub>, E<sub>2</sub>, F<sub>1</sub>, F<sub>2</sub>, M<sub>1</sub> утвержден, зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений Республики Беларусь под № РБ 03 02 3866 18 и допущен к применению в Республике Беларусь.

## 8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие гири 200g E2 требованиям ГОСТ OIML R 111-1-2009 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 мес. со дня продажи, но не более 24 мес. с даты изготовления.