

2-2710-2

**Штатив лабораторный
для бюреток**



Паспорт

1. Общие указания

Штатив лабораторный для бюреток 2-2710-2 предназначен для использования в химических лабораториях.

2. Основные характеристики

2.1. Материал основания	чугун
2.2. Материал стойки	нержавеющая сталь
2.3. Материал держателей	пластик с силиконовыми накладками
2.4. Высота стойки, мм	720
2.5. Масса общая, кг, не более	5

3. Комплект поставки

3.1. Штанга	1 шт.
3.2. Основание	1 шт.
3.3. Зажим для бюреток	2 шт.
3.4. Паспорт	1 экз.

3. Сведения о приемке

Штатив лабораторный для бюреток 2-2710-2 соответствует требованиям и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

4. Гарантийные обязательства

4.1. Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

4.2. В течение гарантийного срока эксплуатации по рекламации производится замена штатива при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.